

b.safe Waste Cap S90 Bohlender

[Product in eShop](#)

[Home](#) / [Brands](#) / [b.safe](#) / [b.safe Waste Cap S90 Bohlender](#)

Product Data

Schraubkappe aus PP für Kanistergewinde S90, frei drehbarer Einsatz aus PTFE. Mit PFA-Fittings für Kapillaren mit Aussendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm (Gewinde UNF 1/4"), Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, 1 Schlaucholive für Schlauch-Innendurchmesser 5,5-8,0 mm (Gewinde NPT 1/8") und 1 Anschluss zum Einschrauben des b.safe Abluftfilters (Gewinde GL14, nicht enthalten).

Anwendung

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche einfach in den Sammelbehälter eingeführt werden, der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab. Grössere Flüssigkeitsmengen können durch den Anschluss von Schläuchen mit Innendurchmesser 5,5-8 mm oder über den Einfülltrichter direkt aus Flaschen und anderen Gefässen in den Sammelbehälter entsorgt werden. Der im Trichter integrierte Absperrhahn verhindert, dass durch die Einfüllöffnung schädliche Dämpfe in die Umgebung entweichen. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten. Die Standzeit des Filters lässt sich einfach überwachen: entweder die Anzeige auf dem Deckel per Knopfdruck auslösen und den Filter tauschen, wenn diese komplett rot eingefärbt ist oder das Tauschdatum von Hand dokumentieren.

Item No.	Number of capillary connectors	Number of Blind Fittings	Number of Fittings green	Hose Connectors	Number of Fittings purple	Price
94.M390.01	4	3	4 x Ø 1,6 mm	0	4 x Ø 2,2 mm	CHF 190.40
94.M390.03	4	3	4 x Ø 1,6 mm	1 x 5,5-8,0 mm	4 x Ø 2,2 mm	CHF 205.90

[More product images](#)



* The prices are non-binding and are to be understood as selling prices in Swiss francs without value added tax (VAT), as well as all other fees, charges and taxes. The prices displayed in the eShop may differ from the PDF file due to regular updates.

** Please note that when ordering chemicals and detergents, transport and packaging costs for hazardous goods as well as legally prescribed fees are charged. These will be shown in detail on the order confirmation, which you will receive in addition to the confirmation of receipt.

*** Further information such as technical information and safety data sheets can be found online in our eShop.

**** The PDF file was created on www.huberlab.ch on 20.04.2026 at 03:00 o'clock.

www.huberlab.ch