

## b.safe Display Wall Bohlender



Produkt im eShop

Startseite / [Marken](#) / [b.safe](#) / b.safe Display Wall Bohlender

### Produktdaten

Alarmierungsbox im Aluminiumgehäuse zum Einbau in Frontplatten von Labormöbeln. Frontseite mit Touch-Schaltflächen und LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebs und des Füllstands der angeschlossenen Sensoren. Optischer und akustischer Hauptalarm bei vollen Behältern. Bis zur Rückmeldung eines leeren Tauschbehälters kann der akustische Hauptalarm für je 3 Minuten ausgesetzt werden. Geeignet für b.safe Waste Caps LC / System Waste Caps LC mit Hauptalarm und bsafe Waste Caps DLC / System Waste Caps DLC mit Vor- und Hauptalarm. Inklusive Netzteil (Input: AC 100-240 V/50-60 Hz, 0,5 A, Output: 24 V DC, 0,5 A) mit Steckeraufsätzen EU, Australien, USA, Japan und UK.

### Anwendung

Anzeigegerät zur Überwachung angeschlossener Füllstandssensoren in b.safe Waste Caps und b.safe System Waste Caps. Aluminiumgehäuse zur Integration in Frontplatten von Laboreinbauten. Einfache Bedienung über Touchoberfläche.

Art.-Nr.	L x B x H	Anzahl Kanäle	Anzahl überwachbarer Behälter	Preis
94.R650.01	154 x 53 x 99 mm	6	6	CHF 1'334.00
94.R652.01	154 x 53 x 99 mm	2	2	CHF 801.00

### Weitere Produktbilder





\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 28.04.2026 um 03:29 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)