

HPLC All-In-One Box b.safe Bohlender



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Chromatographie](#) / HPLC All-In-One Box b.safe Bohlender

Produktdaten

Komplettsatz zur Ausstattung einer HPLC-Anlage. Bestehend aus Caps mit Gewinde GL45 für vier Laborglasflaschen zur Entnahme von Lösemitteln sowie Waste Cap mit Abluftfilter und Kanister zum sicheren Sammeln der Lösemittelabfälle. Der Lieferumfang der Caps beinhaltet PFA-Fittings für Kapillaren mit Aussendurchmesser 3,2 mm, Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse und Belüftungsventile mit Wechselanzeige. Zum Sammeln der Lösemittelabfälle ist ein 5-Liter-Kanister S55 aus PE mit passender Waste Cap S55 und ein Abluftfilter L enthalten. Der Lieferumfang der Waste Cap beinhaltet PFA Fittings für Kapillar-aussendurchmesser 1,6/2,2/3,2 mm, Blindfittings zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse, Stufenoliven für Schlauchinnendurchmesser 5,5-8 mm. Ausführung und Lieferumfang gemäss Tabelle, Verbrauchsmaterial (Belüftungsventil, Abluftfilter) ist für eine Nutzungsdauer von 12 Monaten bereits enthalten.

Lieferumfang:

- A: 3x b.safe Cap GL45 mit 1 Kapillaranschluss, inkl. 1x Fitting für Schlauchausen-Ø 3,2 mm, 1 Belüftungsventil mit Wechselanzeige
- B: 1x b.safe Cap GL45 mit 2x Kapillaranschluss, inkl. 2x Fitting für Schlauchausen-Ø 3,2 mm, 1x Blindfitting, 1 Belüftungsventil mit Wechselanzeige
- C: 4x b.safe Belüftungsventil mit Wechselanzeige 6 Monate
- D: 1x b.safe Waste Cap S55 mit 4x Kapillaranschluss, 4x Anschluss für Schlaucholive, 1x Anschluss für Abluftfilter, inkl. je 4x Fitting für Schlauchausen-Ø 1,6 mm (grün) / 2,2 mm (violett) / 3,2 mm (gelb), 4x Blindfitting für Kapillaranschluss, 4x Blindfitting für Schlauchanschluss, 4x Stufenolive für Schlauchinnen-Ø 5,5-8 mm
- E: 1x b.safe Schlaucholive für Schlauchinnen-Ø 9-10,5 mm
- F: 1x b.safe Abluftfilter L, Nutzungsdauer 12 Monate
- G: 1x b.safe Kanister S55 aus PE, Inhalt 5 Liter

Anwendung

Perfektes System zur Erstausrüstung Ihrer HPLC-Anlage. Mit b.safe Caps können Eluenten direkt aus Laborglasflaschen entnommen werden. Das Belüftungsventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt während der Entnahme nur so viel Luft in die Flasche nachströmen, wie zum Druckausgleich notwendig ist. Abfallschläuche können mittels der Waste Cap am Sammelkanister angeschlossen werden. Der Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung hält Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft zuverlässig zurück.

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 09.05.2026 um 08:33 Uhr.

www.huberlab.ch