

neodisher® MediClean



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Reinigungschemikalien](#) / [Manuelle Reinigung](#) / neodisher® MediClean

Produktdaten

Sehr mildalkalischer, enzymatischer Reiniger, Flüssigkonzentrat.

Maschinelle und manuelle Reinigung von medizintechnischen Utensilien wie z.B. chirurgischen Instrumenten, Endoskopen, Anästhesieutensilien und Containern.

Für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte sowie im Tauch- und Ultraschallbad.

- Reinigungsmittel mit schwach basischen, reinigungsunterstützenden Komponenten in schaumarmer Einstellung.
- Rückstände von angetrocknetem, denaturiertem und durch Desinfektionsmittelwirkstoffe verhärtetem Blut werden von neodisher MediClean bei gleichzeitig hohem Grad an Materialschonung entfernt.
- Edelstahl, Instrumentenstahl, übliche Kunststoffe sowie Materialien von Optiken und Anästhesieutensilien sind geeignet für die Aufbereitung mit neodisher MediClean.
- Eloxiertes Aluminium ist auf Eignung vorzuprüfen.
- Sehr gute Reinigungswirkung, mit perfekter Materialschonung wie sie üblicherweise nur bei pH-neutralen Produkten erreicht wird.

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	Preis
18.9411.64	Kanister	10 Liter	CHF 156.55
18.9411.65	Kanister	20 Liter	CHF 279.86

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 11.05.2026 um 02:21 Uhr.

www.huberlab.ch