

Trichter mit Abstellhahn AIT France



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Flaschen](#) / [Laborflaschen](#) / [Trichter mit Abstellhahn AIT France](#)

Produktdaten

Sichert die Lagerung der Lösungsmittelreste und ist mit einer Anschluss für Aktivkohlepatrone ausgestattet, die die Dämpfe ungehindert filtern kann.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
93.SW55-FS	SmartWasteCapTrichter mit Abstellhahn und Aktivkohlepatronenanschluss S51/55	CHF 329.50
93.SW60-FS	SmartWasteCapTrichter mit Abstellhahn und Aktivkohlepatronenanschluss S60/61	CHF 344.07

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 21.04.2026 um 04:54 Uhr.