

## Samplepack HPLC Agilent



Produkt im eShop

Startseite / [Marken](#) / [CG](#) / Samplepack HPLC Agilent

### Produktdaten

- 8.0901.97: 1.5 ml Kurzgewindeflasche ND9, 32 x 11.6 mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen
- 8.0907.76: 9 mm PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch, Red Rubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm
- 8.0901.59: 9 mm UltraClean PP Kurzgewindekappe, blau, mit Loch, Silikon weiss/PTFE rot, 55° shore A, 1 mm

Art.-Nr.	Preis
8.0918.04S	gratis

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 09.05.2026 um 06:04 Uhr.