

b.safe Kapillarabschneider Bohlender

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Marken](#) / [b.safe](#) / b.safe Kapillarabschneider Bohlender

Produktdaten

Ideal zum Ablängen von Kapillaren und elastischen Schläuchen ohne Armierung.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
94.R570.01	bis Schlauch-Aussen-Ø: 8 mm	CHF 62.70
94.R572.05	bis Schlauch-Aussen-Ø: 28 mm	CHF 63.60

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
94.R573.05	b.safe Ersatzklingen Bohlender	ab CHF 10.75

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 20.04.2026 um 02:59 Uhr.

www.huberlab.ch