

Mikrozentrifugenröhrchen , PP, mit Safe-Lock Deckel LLG-Labware

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops_Q1_2025](#) / [Mikrozentrifugenröhrchen, PP, mit Safe-Lock Deckel LLG-Labware](#)

Produktdaten

LLG-Mikrozentrifugenröhrchen sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für allgemeine Laboranwendungen, wie z.B. Inkubation, Zentrifugation und Lagerung von Proben. Mit dicht schliessendem Safe-Lock Deckel, der ein unbeabsichtigtes Öffnen des Deckels während der Zentrifugation verhindert.

- Mattierte Beschriftungsfläche am Deckel
- Deckelmembran kann einfach durchstochen werden
- Leichtes Öffnen und Schliessen mit einer Hand möglich
- Graduierungslinien zur visuellen Volumenkontrolle
- RNase- und DNase-frei

max. RZB: 15000 x g

Steril: Nein

Temperaturbereich: -86 ... 121 °C

Art.-Nr.	Bezeichnung	UNSPSC	ECLASS	Preis
600.4908.52	LLG-Zentrifugenröhrchen 1,5ml, klar, mit Sicherheitsverschluss, unsteril VE=1000	41100000	32030000	CHF 23.75
600.4908.53	LLG-Zentrifugenröhrchen 2ml, klar, mit Sicherheitsverschluss, unsteril VE=1000	41100000	32030000	CHF 27.15

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 20.04.2026 um 02:59 Uhr.

www.huberlab.ch