

## Kurzzeitmesser mit Alarm LLG-Labware



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops\\_Q3\\_2025](#) / Kurzzeitmesser mit Alarm LLG-Labware

### Produktdaten

Timer und Stoppuhr zugleich, von/bis 99 Min. und 59 Sec. Einfach zu bedienen, mit großem Display und Alarmfunktion. Mit Magnet einfach zu befestigen. Batterie LR 44 inklusive.

- Abmessung (Ø x H): 54 x 16.5 mm
- Gewicht: ca. 40 g
- Tiefe~: 16.5 mm

Art.-Nr.	Typ	Preis
600.2601.50	LLG-Kurzzeitmesser mit Alarm	CHF 10.60

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 09.05.2026 um 08:32 Uhr.