

Wägegläser mit NS-Deckel, Borosilikatglas 3.3 LLG-Labware



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q3_2025](#) / Wägegläser mit NS-Deckel, Borosilikatglas 3.3 LLG-Labware

Produktdaten

Mit weissem Schriftfeld.

Wahlweise in hoher oder niedriger Form lieferbar.

Art.-Nr.	Inhalt	Form	Durchmesser	Höhe	Schliffgrösse	Preis
600.3001.50	11 ml	niedrig	40 mm	25 mm	NS34,5/12	CHF 14.95
600.3001.51	3 ml	niedrig	25 mm	25 mm	NS19/12	CHF 13.90
600.3001.52	10 ml	niedrig	35 mm	30 mm	NS29/12	CHF 14.25
600.3001.53	20 ml	niedrig	50 mm	30 mm	NS45/12	CHF 14.85
600.3001.54	29 ml	niedrig	60 mm	30 mm	NS50/12	CHF 17.45
600.3001.60	9 ml	hoch	25 mm	40 mm	NS19/12	CHF 13.80
600.3001.61	19 ml	hoch	30 mm	50 mm	NS24/12	CHF 14.35
600.3001.62	42 ml	hoch	35 mm	70 mm	NS29/12	CHF 14.75
600.3001.63	66 ml	hoch	40 mm	80 mm	NS34,5/12	CHF 15.25
600.3001.64	105 ml	hoch	50 mm	80 mm	NS45/12	CHF 14.85

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 18.04.2026 um 20:37 Uhr.