

## Scheidetrichter nach Squibb, Borosilikatglas 3.3 LLG-Labware



 Produkt im eShop

Startseite / [Labortops\\_Q1\\_2025](#) / Scheidetrichter nach Squibb, Borosilikatglas 3.3 LLG-Labware

### Produktdaten

Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Küken.

- DIN ISO 4800
- Mit NS-Schliff und Stopfen
- Weisse Graduierung

Art.-Nr.	Für Nennvolumen	Bohrung	Schliffgrösse	Preis
600.6862.63	50 ml	2.5 mm	NS19/26	CHF 42.70
600.6862.64	100 ml	2.5 mm	NS19/26	CHF 44.30
600.6862.65	250 ml	4 mm	NS29/32	CHF 48.30
600.6862.66	500 ml	4 mm	NS29/32	CHF 53.70
600.6862.67	1000 ml	6 mm	NS29/32	CHF 75.10
600.6862.68	2000 ml	6 mm	NS29/32	CHF 101.30

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 08.05.2026 um 14:07 Uhr.