

Spitzkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3 LLG-Labware

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops_Q1_2025](#) / Spitzkolben mit Normschliff, Borosilikatglas 3.3 LLG-Labware

Produktdaten

Mit Normschliff und weisser Beschriftung.

| Art.-Nr. | Volumen | D x H | Schliffgrösse | Preis |
|-------------|---------|-------------|---------------|-----------|
| 600.6861.45 | 10 ml | 31 x 75 mm | NS14/23 | CHF 5.60 |
| 600.6861.46 | 25 ml | 42 x 90 mm | NS14/23 | CHF 6.60 |
| 600.6861.47 | 50 ml | 51 x 100 mm | NS14/23 | CHF 8.20 |
| 600.6861.48 | 100 ml | 64 x 130 mm | NS14/23 | CHF 9.50 |
| 600.6861.49 | 250 ml | 85 x 150 mm | NS14/23 | CHF 16.90 |
| 600.6861.50 | 50 ml | 51 x 100 mm | NS29/32 | CHF 13.80 |
| 600.6861.51 | 100 ml | 64 x 130 mm | NS29/32 | CHF 17.70 |

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 20.04.2026 um 03:00 Uhr.