

Ballonflasche, PP, mit Griffen LLG-Labware



 Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q1_2025](#) / Ballonflasche, PP, mit Griffen LLG-Labware

Produktdaten

LLG-Ballonflasche mit Schraubverschluss aus PP zur Lagerung und Abfüllung von Medien, Lösungen und anderen Flüssigkeiten. Der praktische Schultergriff erleichtert den Transport und das Ausgiessen.

- Mit Graduierung
- Autoklavierbar
- Stabiler Boden mit abgerundeten Ecken
- Auslaufsicher

ØHals innen: 65 mm

Verschlussgrösse: 83 mm

Art.-Nr.	Inhalt	Durchmesser	Höhe	Preis
600.6925.34	10 l	249 mm	376 mm	CHF 50.50
600.6925.35	20 l	285 mm	518 mm	CHF 71.80
600.6925.36	50 l	376 mm	665 mm	CHF 129.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch