

# Digital Dispergierer OV 625 Velp Scientifica



 Produkt im eShop

Startseite / [Labortops\\_Q3\\_2025](#) / Digital Dispergierer OV 625 Velp Scientifica

## Produktdaten

Leistungsstarkes digitales Dispergierer zum Homogenisieren, Emulgieren, Suspendieren und Hochgeschwindigkeitsmischen von biologischen Geweben, Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln.

Der **OV 625 Digital** vereint modernste Technologien und ein hohes Maß an technischem Know-how, um eine **hohe Scherkraft** und eine hervorragende **Homogenisierungs-**, **Emulgier-**, **Suspendier-** und **Mischleistung** für ein breites Anwendungsspektrum zu gewährleisten.

Dank eines breiten Angebots an **Dispergierwerkzeugen ermöglicht der OV 625 Digital** die Verarbeitung von Volumina von 0.2 Milliliter bis 2.5 Liter (H<sub>2</sub>O) und bis zu 5.000 mPas viskosen Proben.

Was auch immer Ihre Laborherausforderung sein mag, Sie können sich auf einen **robusten und präzisen Dispergierer verlassen**, der hervorragende mechanische Eigenschaften und chemische Beständigkeit gewährleistet.

Der **OV 625 Digital** ist die ideale Lösung für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an die **Reproduzierbarkeit**.

Das helle und intuitive 3-stellige LED-Display und der komfortable Drehknopf ermöglichen **eine präzise elektronische Geschwindigkeitseinstellung und Steuerung** zwischen 3.000 und 25.000 U/min.

Das Bedienfeld ist so konzipiert, dass **das Benutzererlebnis optimiert wird**: Der Geschwindigkeitsparameter ist auf einen Blick sichtbar und sorgt so für **eine hervorragende Sicht** unter allen Arbeitsbedingungen.

## Technische Daten

- Werkstoff: Aluminium - Technopolymere
- Volumen: 0,2 ml - 2,5 L H<sub>2</sub>O
- Maximale Viskosität: Bis zu 5.000 mPa s
- Rührgeschwindigkeitsbereich: 3.000 – 25.000 rpm
- Geschwindigkeitskontrolle: Digital
- Genauigkeit der geschwindigkeitseinstellung: 200 rpm

- Lärmentwicklung (ohne Dispergierwerkzeug): 75 dBa
- Max. zulässige Luftfeuchtigkeit: Bis zu 80%
- Typ des Motors: BAC
- Stromverbrauch: 800 W
- Gewicht: 2,4 kg
- Abmessungen (BxHxT): 92x280x130 mm

Art.-Nr.	Typ	Preis
620.9004.70	OV 625 Digital	CHF 2'780.25

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 22.04.2026 um 14:56 Uhr.