

Probenbeutel, TWIRL'EM ohne Beschriftungsfeld, extra starker Verschluss Labplas



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q1_2025](#) / Probenbeutel, TWIRL'EM ohne Beschriftungsfeld, extra starker Verschluss Labplas

Produktdaten

Für die Sammlung, den Transport und die Analyse von flüssigen und festen Proben.

- Integriertes sicheres Verschlusssystem mit 2 flachen Drähten
- Steril
- Frei von Verunreinigungen
- Wasser- und Luftdicht
- Frei von R-Nase, D-Nase und Pyrogen
- Mit Beschriftungsfeld

Art.-Nr.	Volumen	Abmessungen	Dicke	Preis
15.1123.80	5500 ml	305 x 406 mm	0.101 mm	CHF 274.00
15.1123.81	6750 ml	305 x 457 mm	0.101 mm	CHF 300.00
15.1123.82	8000 ml	305 x 508 mm	0.101 mm	CHF 395.00
15.1123.83	10500 ml	305 x 610 mm	0.101 mm	CHF 448.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2026 um 10:00 Uhr.