


Sedimentiergefäße nach Imhoff, SAN Kartell



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q1_2025](#) / Sedimentiergefäße nach Imhoff, SAN Kartell

Produktdaten

DIN 12672. Glasklar. Mit Schraubkappe zum Ablassen des Inhalts. Thermische Belastbarkeit bis max. 85 °C.

| Graduierung, ml: | Teilung, ml |
|------------------|-------------|
| 0 bis 2 | 0,1 |
| 2 bis 10 | 0,5 |
| 10 bis 100 | 1,5 |
| 100 bis 300 | 10 |
| 300 bis 1000 | 50 |

| Art.-Nr. | Typ | Preis |
|-------------|--|-----------|
| 617.3042.80 | Sedimentiergefäß 1000 ml nach Imhoff, ohne Hahn, SAN, mit Schraubkappe | CHF 69.60 |

Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung | Preis |
|-------------|--|---------------|
| 617.3042.81 | Gestell für Sedimentiergefäße, PMMA/PP Kartell | ab CHF 143.15 |

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 08.05.2026 um 15:29 Uhr.