

Funk-Thermometer XENA HOME TFA



 Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q1_2025](#) / Funk-Thermometer XENA HOME TFA

Produktdaten

Funk-Thermometer zur Überwachung der Aussentemperatur und des Raumklimas mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Aussentemperatur wird kabellos über den mitgelieferten Temperatursender gemessen. Die Reichweite beträgt 100 m bei einer Übertragungsfrequenz von 433 MHz. Es können bis zu 3 Temperatursender mit der Basisstation verknüpft werden.

- Funkuhr mit vollständigem Datum, Zeitzone ± 12 Stunden
- Höchst- und Tiefstwerte werden mit Zeit und Datum gespeichert, automatische Rückstellung einstellbar
- Zum Aufstellen oder an die Wand hängen

Lieferumfang: Basisstation, Temperatursender
Batterien bitte separat bestellen.

- Temperatur innen: 0 ... 50 °C
- Temperatur aussen: -40 ... 60 °C
- Abmessungen (BxTxH): 82 x 27 x 140 mm
- Gewicht: 128 g
- Batterie/Akku: 2 x 1,5 V, AA

Art.-Nr.	Typ	Preis
671.3074.10	XENA HOME	CHF 33.95

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2026 um 08:21 Uhr.

www.huberlab.ch