

Temperatursender mit Kabelfühler TFA



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q1_2025](#) / Temperatursender mit Kabelfühler TFA

Produktdaten

Sender mit wasserdichtem Kabelfühler zur Messung und kabellosen Übertragung der Temperatur. Das Display zeigt die gemessene Temperatur an. Die Reichweite beträgt 100 m bei einer Übertragungsfrequenz von 433 MHz.

- Einstellbar für Kanal 1 bis 3
- Innen oder aussen einsetzbar
- Zum Hängen oder Stellen

Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Gewicht: 76 g
- Batterie/Akku: 2 x 1,5 V, AA

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Abmessungen	Preis
671.3255.02	Temperatursende r mit Kabelfühler	Temperatur: -40 ... 60 °C	48 x 26 x 129 mm	CHF 13.55

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 21.04.2026 um 04:55 Uhr.