

# Docking station DST 01 für Ultraschallbäder SONOREX smart ST Bandelin



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops\\_Q2\\_2025](#) / Docking station DST 01 für Ultraschallbäder SONOREX smart ST Bandelin

## Produktdaten

Einfache Übertragung des Prozessprotokolls auf andere Speichermedien.

- USB-A, USB-B und Ethernet-Anschluss
- Schutzart (IP): IP 20

Art.-Nr.	Typ	Preis
17.9967.33	DST 01 für SONOREX smart ST	CHF 314.00

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 21.04.2026 um 21:24 Uhr.