

# Buffer Standard pH 4.00/7.00 at 20/25°C Colour Coded ISO 17034 Certified Reference Material Reagecon



A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY



Produkt im eShop

Startseite / Marken / Reagecon Diagnostics / Buffer Standard pH 4.00/7.00 at 20/25°C Colour Coded ISO 17034 Certified Reference Material Reagecon

## Produktdaten

Reagecon's Buffer Standard Certified Reference Material is colour coded for ease of use, produced under our ISO 17034 (A2LA Ref: 6739.01) Accreditation and is NIST traceable.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
500.CRM1040525C	1 Stück		CHF 32.60
500.CRM10405C	1 Stück		CHF 31.60
500.CRM1070525C	1 Stück		CHF 32.60
500.CRM10705C	1 Stück		CHF 31.60

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 28.04.2026 um 08:12 Uhr.