

# Aufbewahrungssysteme MagLab™ Serie Heathrow Scientific

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops\\_Q2\\_2025](#) / Aufbewahrungssysteme MagLab™ Serie Heathrow Scientific

## Produktdaten

Aus ABS, farbig, ermöglicht die Ordnung herkömmlicher Laborausstattung abseits des Labortisches. Alle Einheiten können dank integrierter Magnete an nahezu allen metallischen Oberflächen angebracht werden und sind einzeln oder im 4er-Set erhältlich (MagLab Serie).

- Das MagRack™ fasst vier 50-ml-Röhrchen und neun 15-ml-Röhrchen (13.1 x 11.2 x 6.4 cm) - wird nicht einzeln verkauft
- MagWipe™ fasst einen Kimwipes® Standard -Spenderkarton (110 x 210 mm) (13 x 9.1 x 9.8 cm)
- MagPette™ fasst zwei Pipetten (die gängigsten Arten) (13.1 x 11.2 x 7.6 cm)
- MagBox™ für diverses Zubehör (13 x 7.8 x 10.2 cm)

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Preis
15.2350.61	MagLab Serie	assortiert	CHF 116.90
15.2350.63	MagWipe	grün	CHF 33.75
15.2350.64	MagPette	violett	CHF 33.75
15.2350.65	MagBox	orange	CHF 33.75

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 11.05.2026 um 20:56 Uhr.