

Rühr-Systeme für Zell- und Gewebekulturen mit externer Steuerung 2mag



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q1_2025](#) / Rühr-Systeme für Zell- und Gewebekulturen mit externer Steuerung 2mag

Produktdaten

Magnetrührer mit 1/2/3/4 Rührstellen, für zellschonendes Durchmischen von Zellsuspensionen und Kulturbrühen, auch für viskose Kulturen, wartungsfrei, grosse Stellfläche, 100% ruckfrei, gekapseltes Edelstahlgehäuse, wasser-, staub-, keimdicht, IP68, tauchbar, leicht zu reinigen, flache Bauweise, geeignet für Kulturflaschen mit eingehängten, drehenden sowie pendelnden Rührstabsystemen, individuelle Abmessungen auf Anfrage.

Steuergeräte separat bestellen!

Art.-Nr.	Typ	Rührstellen	Drehzahl	Preis
17.0114.88	bioMIXdrive1	1	250 U/min	CHF 864.50
17.0114.89	bioMIXdrive2	2	250 U/min	CHF 1'627.60
17.0114.90	bioMIXdrive3	3	250 U/min	CHF 2'366.00
17.0114.91	bioMIXdrive4	4	250 U/min	CHF 3'045.90

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
13.1120.00	HUBERLAB. Magnetrührstäbchen	ab CHF 1.40
17.0114.93	Steuergeräte für bioMIXdrive Rührantriebe 2mag	ab CHF 1'872.00
13.1130.00	Magnetrührstabentferner PTFE Bohlender	ab CHF 16.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch