

# Steuergeräte für bioMIXdrive Rührantriebe 2mag



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops\\_Q1\\_2025](#) / Steuergeräte für bioMIXdrive Rührantriebe 2mag

## Produktdaten

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Drehzahl	Preis
17.0114.93	bioMIXcontrol	für 1 Antrieb / Magnetprüher	250 U/min	CHF 1'872.00
17.0114.94	bioMIXcontrol S	für 1 Antrieb / Magnetprüher	250 U/min	CHF 1'872.00
17.0114.95	bioMIXcontrol MS4	für 4 Antriebe / Magnetprüher	250 U/min	CHF 3'615.30

## Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.0114.88	Rühr-Systeme für Zell- und Gewebekulturen mit externer Steuerung 2mag	ab CHF 864.50
13.1120.00	HUBERLAB. Magnetprührstábchen	ab CHF 1.40
13.1130.00	Magnetprührstábentferner PTFE Bohleruler	ab CHF 16.00

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 29.04.2026 um 06:17 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)