

Analysenwaagen / Präzisionswaagen Adventurer Ohaus



 Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q2_2025](#) / Analysenwaagen / Präzisionswaagen Adventurer Ohaus

Produktdaten

Zur Standardausstattung gehören:

- Stabilität, Genauigkeit und Schnelligkeit im Betrieb sichern optimale Wägeresultate: drei Merkmale stellen die wichtigsten Aspekte für Routinewägungen im Labor sicher: genaue und schnelle Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.
- Der farbige Touchscreen und die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten sorgen für ein zeitgemäßes Wägearlebnis: Der farbige Touchscreen mit großem Ablesewinkel sorgt für raschen Zugriff auf alle Anwendungen der Adventurer. Die beiden USB-Anschlüsse erlauben GLP-/GMP-konforme Rückverfolgbarkeit und sind eine wertvolle Hilfe zur Überwachung und Aufzeichnung von Daten.
- Der platzsparende Windschutz erleichtert die Bedienung und Zugänglichkeit: Die zweiteiligen, von oben montierten Windschutztüren bieten zu beiden Seiten große Öffnungen zum Auflegen von Proben. Der Platzbedarf hinter der Waage ist auch bei geöffnetem Windschutz minimal.

Modelle E: mit externer Justierung

Modelle M: Geeichte Modelle

Art.-Nr.	Typ	Wägebereich	Ablesbarkeit	Waagschale	Preis
17.1620.01	AX124M	120 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 3'225.00
17.1621.01	AX224M	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 3'360.00
17.1622.01	AX324M	320 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 3'530.00
17.1623.01	AX223M	220 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 2'360.00
17.1624.01	AX423M	420 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 2'620.00
17.1625.01	AX523M	520 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 2'920.00
17.1626.01	AX1502M	1520 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 2'320.00
17.1627.01	AX2202M	2200 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 2'340.00
17.1628.01	AX4202M	4200 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 2'620.00
17.1629.01	AX5202M	5200 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 2'920.00

17.2610.01	AX124	120 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 2'920.00
17.2611.01	AX224	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 3'035.00
17.2612.01	AX224/E	220 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 2'690.00
17.2613.01	AX324	320 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 3'225.00
17.2614.01	AX523	520 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 2'630.00
17.2615.01	AX523/E	520 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 2'235.00
17.2616.01	AX4202	4200 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 2'305.00
17.2617.01	AX4202/E	4200 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 1'940.00
17.2618.01	AX5202	5200 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 2'630.00
17.2657.01	AX124/E	120 g	0,0001 g	Ø 90 mm	CHF 2'560.00
17.7960.01	AX223	220 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 2'065.00
17.7961.01	AX223/E	220 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 1'645.00
17.7962.01	AX423	420 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 2'330.00
17.7963.01	AX423/E	420 g	0,001 g	Ø 130 mm	CHF 1'940.00
17.7964.01	AX622	620 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 1'760.00
17.7965.01	AX622/E	620 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 1'380.00
17.7966.01	AX1502	1520 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 2'025.00
17.7967.01	AX1502/E	1520 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 1'645.00
17.7968.01	AX2202	2200 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 2'060.00
17.7969.01	AX2202/E	2200 g	0,01 g	175 x 195 mm	CHF 1'670.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.5911.90	Zubehör zu Ohaus Waagen	ab CHF 0.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 11.05.2026 um 13:18 Uhr.