

Zubehör zu Ohaus Waagen

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Wägen](#) / [Waagen](#) / [Zubehör zu Ohaus Waagen](#)

Produktdaten

Art.-Nr.	Typ	Preis
17.5911.90	Drucker SF40A: Tragbarer Drucker mit Vollausstattung GLP/GMP	CHF 755.00
17.5911.91	Drucker STP103: Wirtschaftlicher Thermodrucker, kompakt, Betrieb über Netzadapter	auf Anfrage
17.5911.92	---	CHF 10.90

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 21.04.2026 um 03:04 Uhr.