


# Tauchbehälter Probenehmer Bomb Sampler Wheaton



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / [Tauchbehälter Probenehmer Bomb Sampler Wheaton](#)

## Produktdaten

- Ideal zur Probenahme unterhalb der Flüssigkeitsoberfläche
- 500 ml Inhalt
- Korrosionsbeständiges Edelstahl vom Typ 304
- Ein gewichteter Kolben mit einem O-Ring aus FKM dichtet die Behälterkammer an der Unterseite ab
- Den Tauchbehälter mit einem Senkseil in die gewünschte Tiefe absenken
- Durch Ziehen am Zugseil das Probenahmeventil öffnen und das Zugseil entlasten, um die Kammer wieder zu schliessen
- Seile sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Empfohlen für den Einsatz mit einem Seil mit mindestens 22,7 kg (50 lb) Tragkraft aus rostfreiem Stahl oder PTFE-beschichtetem rostfreiem Stahl

Art.-Nr.	Volumen	D x L	Preis
8.8852.00	500 ml	70 x 254 mm	CHF 2'507.50

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 04.05.2026 um 02:51 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)