

# Abdeckfolie Greiner Bio-One SILVERseal<sup>TM</sup>

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [High-Throughput-Screening \(HTS\)](#) / [Abdeckplatten & Folien](#) / [Abdeckfolien](#) / [Abdeckfolie Greiner Bio-One SILVERseal<sup>TM</sup>](#)

## Produktdaten

Durchstechbare mit Acrylatklebstoff beschichtete Aluminiumfolie

- Temperaturbeständig von - 80 °C bis + 110 °C
- Ideal für die PCR
- Ideal zur Lagerung von Probenmaterial und Wirkstoffen

Art.-Nr.	Besonderheit	Steril	Preis
7.676 090	aus Aluminium	-	CHF 153.73

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 25.04.2026 um 08:43 Uhr.