

Beutel ohne Filter und Filterbeutel für Homogenisierung / Stomacher-Beutel für Bagmixer und Stomacher

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops_Q3_2025](#) / [Beutel ohne Filter und Filterbeutel für Homogenisierung](#) / [Stomacher-Beutel für Bagmixer und Stomacher](#)

Produktdaten

BAGLight

Beutel für Produkte, welche kein Filtrieren benötigen, aus PolySilk, beachtliche Festigkeit, hält Tiefgefrieren aus, Nutzvolumen: 100, 400 oder 3500 ml

BAGFilter

aufgrund des nicht gewobenen Filters empfohlen für die Analyse von Fleisch, Wurst, Fisch, Gemüse, Früchte etc., Modell P zur Entnahme mit der Pipette, Modell S zum Ausgiessen, da Schweissnaht die Partikel zurückhält - 400 oder 3500 ml

BAGPage

enorme Zeitersparnis, da die Nahrungsmittelrückstände hinter der Filtermembran zurückbehalten werden, grossflächiger Filter verstopft nicht, für wirksames Mischen von breiigen Produkten wie Käse, Gebäck, Mehl, Schokolade etc., perforierter Plastikfilter, hervorragende mechanische Festigkeit, zwei Kammern, die durch den Filter getrennt sind - 80, 100, 400 oder 3500 ml

RollBag

Sterile Stichprobenbeutel für die Probenahme und Homogenisierung

Art.-Nr.	Typ	Vol.	Beschreibung	Verpackung	Preis
17.6075.00	BagFilter P 400	400 ml	Filter: Porengrösse < 250 m	20 Pack x 25 Beutel	CHF 275.00
17.6075.09	BagLight PolySilk 400	400 ml	ohne Filter	10 Pack x 50 Beutel	CHF 66.75
17.6075.11	BagFilter S 400	400 ml	Filter: Porengrösse < 250 m	20 Pack x 25 Beutel	CHF 287.05

17.6075.13	BagFilter P 2000	2000 ml	Filter: Porengrösse < 250 m	16 Pack x 25 Beutel	CHF 367.55
17.6075.14	BagFilter P 3500	3500 ml	Filter: Porengrösse < 250 m	10 Pack x 10 Beutel	CHF 204.25
17.6075.15	BagFilter XF 400	400 ml	Filter: Porengrösse < 20 m	20 Pack à 25 Beutel	CHF 292.45
17.6075.20	BagPage + 100	100 ml	Filter: Porengrösse < 280 m	20 Pack x 25 Beutel	CHF 279.75
17.6075.21	BagPage + 400	400 ml	Filter: Porengrösse < 280 m	20 Pack x 25 Beutel	CHF 275.00
17.6075.22	BagPage + 3500	3500 ml	Filter: Porengrösse < 280 m	10 Pack x 10 Beutel	CHF 204.25
17.6075.24	BagPage + 2000	2000 ml	Filter: Porengrösse < 280 m	10 Pack x 25 Beutel	CHF 243.35
17.6075.25	BagPage XR 400	400 ml	Filter: Porengrösse < 280 m	---	CHF 306.60
17.6075.29	BagLight PolySilk 100	100 ml	ohne filter	20 Pack x 25 Beutel	CHF 77.80
17.6075.30	BagLight PolySilk 400	400 ml	ohne Filter	20 Pack x 25 Beutel	CHF 73.65
17.6075.32	BagLight PolySilk 3500	3500 ml	ohne Filter	20 Pack x 25 Beutel	CHF 245.00
17.6075.34	BagLight 400 Multilayer	400 ml	ohne Filter	20 Pack x 25 Beutel	CHF 206.75
17.6075.35	BagLight PolySilk 2000	2000 ml	ohne Filter	20 Pack x 25 Beutel	CHF 131.05
17.6075.72	BagFilter Pipet & Roll	400 ml	Filter: Porengrösse < 250 m	20 Pack x 25 Beutel	CHF 359.85

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.6051.01	Stomacher Zubehör	ab CHF 84.75

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 08.05.2026 um 06:09 Uhr.