

Pyknometer mit Thermometer

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Marken](#) / [Assistent](#) / [Pyknometer mit Thermometer](#)

Produktdaten

mit eingeschliffenem Thermometer 0 + 40 °C : 1/2 °C, mit seitlichem Kapillarrohr und aufgeschliffener Kappe NS 7,5

Art.-Nr.	Volumen	Preis
1.2520.37	10 ml	CHF 173.85
1.2520.43	25 ml	CHF 180.55
1.2520.45	50 ml	CHF 188.75
1.2520.51	100 ml	CHF 211.80

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

www.huberlab.ch